

Simbolu indekss					
	Skatiet lietošanas instrukcijas		Testi katram komplektam		Ražotājs
	<i>In vitro</i> tikai diagnostikas izmantošana		Izmantot pēc		Nelietot atkārtoti
	Uzglabāt temperatūrā no 2 līdz 30 °C		Partijas numurs		Kataloga Nr.
	Pilnvarotais				



rezultāti, 1-14 mg/dl olbaltumvielu var izdalīties ar normālu nieri. ¹⁰ Krāsu saskaņošana jebkurš bloks, kas lielāks par trasēšanu, norāda uz nozīmīgu proteīnūriju. Lai novērtētu izsekošanas rezultātu nozīmīgumu, nepieciešams klīnisks novērtējums.

Urobilinogēns: Šī testa pamatā ir modificēta Ehrliha reakcija starp p-dietilāminobenzaldehīdu un urobilinogēnu stipri skābā vidē, lai iegūtu sārtu krāsu. Urobilinogēns ir viens no galvenajiem savienojumiem, kas rodas Hernes sintēzē, un tā ir normāla viela urīnā. Paredzamais normāla urīna diapazons ar šo testu ir 0,2-1,0 mg/dl (3,5-17 μmol/L). ⁸ rezultātam 2,0 mg/dl (35 μmol/L) var būt klīniska nozīme, un pacienta paraugs ir papildus jānovērtē.

UZGLABĀŠANA UN STABILITĀTE

Uzglabāt noslēgtā traukā istabas temperatūrā vai atdzesētā (2-30 °C). Sargājiet no tiešiem saules stariem. Josla ir stabila līdz derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz tvertnes etiķetes. Neizņemiet desikantu. Noņemiet tikai pietiekami daudz strēmelišu tālītējai lietošanai. Nekavējoties un cieši nomainiet vāciņu. **NESASALDĒT.** Nelietot ilgāk par derīguma termiņu.

Piezīme. Kad tvertne ir atvērta, atlikušās sloksnes ir stabilas līdz 3 mēnešiem. Augsta mitruma apstākļos stabilitāti var samazināt.

askorbīnskābes koncentrācija var samazināt jutību.

Ketons: tests nereaģē ar acetonu vai β-hidroksibutirātu. ⁸ urīna paraugi ar augstu pigmentu un citas vielas, kas satur sulfhidrilgrupas, reizēm var izraisīt reakcijas, kas nepārsniedz un ietver pēdas (±). ⁹

Īpatnējais svars: ketoacidoze vai olbaltumvielas, kas pārsniedz 300 mg/dl, var izraisīt paaugstinātus rezultātus. Rezultātus neietekmē ne jonu urīna sastāvdaļas, piemēram, glikoze. Ja urīna pH ir 7 vai lielāks, krāsu kartē norādītajam īpatnējā gravitācijas rādījumam pievieno 0,005.

ACON Laboratories, Inc.
10125 Mesa RIM Road,
Sandjego, CA 92121, ASV



MDSS GmbH
Sifgrabens 41
30175 Hannovere, Vācija

Skaitis: 1150310405
Spēkā stāšanās datums: 2015-05-18